

機器点検・精度管理一覧

医療法人相生会 ピーエスクリニック

2023年4月1日作成

No	項目	設置場所	頻度		記録※1			
			日常点検	定期点検	日常点検	定期点検		
1	臨床検査機器	設置なし						
2	冷蔵庫（検体保管）	検査室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○		
3	冷凍庫（検体保管）	検査室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○		
4	超低温冷凍庫（検体保管）	検査室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○		
5	冷却遠心分離機	検査室	使用前：点検表に沿って自主点検 月1回、自主点検・清掃	1回/年、業者による保守点検	○	○		
6	心電計	病室	使用前：点検表に沿って自主点検 月1回、自主点検・清掃	1回/年、業者による保守点検	○	○		
7	血圧計	病室	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/年、業者または臨床工学技士による保守点検	○	○		
8	体重計	-	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/2年、業者による保守点検	○	○		
9	身長計	-	定めなし	1回/年、院内での保守点検	なし	○		
10	体温計	-	定めなし	1年ごとに交換	なし	なし※2		
11	温度ロガー （治験薬：冷蔵、室温）	治験薬保管庫	定めなし	1年ごとに交換	なし	なし※2		
12	棒状温度計 （検体保管：超低温）	検査室	定めなし	品質保証期間内に交換	なし	なし※2		
13	デジタル温度計 （検体保管：冷蔵、冷凍）	検査室	定めなし	品質保証期間内に交換	なし	なし※2		

※1 原則、閲覧のみとし写の提供はいたしません。

※2 保証書あり