

## 機器点検・精度管理一覧

医療法人相生会 博多クリニック

2024年4月3日作成

No	項目	設置場所	頻度		記録※1	
			日常点検	定期点検	日常点検	定期点検
1	臨床検査機器 (生化学的検査、血液学的検査、尿検査、免疫学的検査、PCR検査)	検査室	機器稼働日ごとに 点検表に沿って自主点検	1～数回/年 以下の外部精度管理 ・CAP	○	○
2	冷蔵庫 (検体保管、治験薬保管)	検査室 病棟 治験薬保管室 調剤室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○
3	冷凍庫 (検体保管、治験薬保管)	検査室 治験薬保管室 調剤室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○
4	超低温冷凍庫 (検体保管、治験薬保管)	検査室 治験薬保管室	営業日に1日1回 温度管理	1回/年、業者による保守点検	○	○
5	冷却遠心分離機	検査室	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/年、業者による保守点検	○	○
6	心電計	病棟、外来	使用前：点検表に沿って自主点検 月1回、清掃	1回/年、業者による保守点検	○	○
7	血圧計	病棟、外来	使用前：点検表に沿って自主点検 月1回、清掃	1回/年、業者または臨床工学技士による保守点検	○	○
8	体重計	病棟、外来	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/2年、業者による保守点検	○	○
9	身長計	病棟、外来	使用前：点検表に沿って自主点検	1回/年、院内での保守点検	○	○
10	体温計	病棟、外来	定めなし	1回/年、院内での保守点検	なし	○
11	温度ロガー (治験薬:室温、冷蔵、冷凍)	治験薬保管庫 調剤室	定めなし	1年ごとに交換	なし	なし※2
12	棒状温度計 (検体保管:冷凍)	検査室	定めなし	品質保証期間内に交換	なし	なし※2
13	棒状温度計 (検体保管:冷蔵)	検査室	定めなし	1回/年、校正器による自主点検	なし	○

※1 原則、閲覧のみとし写の提供はいたしません。

※2 保証書あり